





∀ 換気仕様

適応	成人、小児 (5kg以上) IPPV、NPPV	呼吸回数 吸気時間	0~60回 0.3~5.0秒	フロートリガー	0.5~9L/min、Off (アケティブ、パッシブ) 0.5~3L/min (マウスピース)
プリセット数	3	一回換気量	50~1500mL	深呼吸	OFF, ON
換気モード	Spontaneous, Bi-Level AC-Pressure, AC-Volume SIMV-Pressure, SIMV-Volume Vol.Targeted (Bi-Level) Vol.Targeted (SIMV)	プレッシャースピード		リーク補正	OFF、ON ※20cmH ₂ Oで最大175L/minまで補正
			0~25cmH ₂ O(アクティブ)	バックアップ回数	4~60回
			4~25cmH ₂ O(パッシブ、バルブレス)	吸気ホールド	OFF, ON
	Vol.Targeted (AC)	IPAP	4~40cmH ₂ O	アラーム	無呼吸、回路外れ、気道内圧
HIGH FLOW	4~25L/min (小児) 15~60L/min (成人)	プレッシャーコントロール	1~50cmH ₂ O		上限遅延、呼吸回数上限/下限
		ブレッシャーサポート 0~40cmH ₂ 0			分時換気量上限/下限、気道内圧 上限/下限、PEEP上限/下限
		ライズタイム	1~6		
加湿	加湿器、人工鼻	フローサイクル	10~90%	モニタリング	呼気一回換気量、分時換気量
回路タイプ	アクティブ、アクティブO ₂ パッシブ、パッシブO ₂	タイムサイクル	0.3~3.0秒		呼吸回数、リーク量、FiO ₂ I:E比、流量、PEEP、PIP
	マウスピース、バルブレス	フローターミネーション	OFF, ON		MAP、フロー波形など

(〇₂) 酸素仕様

プリセット数(3	プリセット数	3
(酸素源)		吸気/呼気圧	10~70/-10~-70cmH
内部酸素濃縮器 OFF、0.5~6.0L/min (バルス 外部高圧酸素 OFF、0.5~6.0L/min (バルス 21~100% (FiO ₂)		時間	O~5.0秒 (吸気·呼気·一時停
	DFF、U.5~6.UL/IIIII (/ Vルス投与) 21~100% (FiO。)	吸気流量	1~6
	E酸素 20L/min まで添加可能	回数	1~10回
アラーム F	FiO ₂ 上限/下限	ブレスシンク	OFF, ON
FiO ₂ モニタ F	FiO ₂	カフ(排痰)+吸引	OFF, ON
F	FiO ₂ 計算値 (パルス投与時)	モニタリング	一回換気量、回数、気道内圧、C

(S)	吸引仕様
	4X 311T14

吸引圧	-13~-60kPa	時間
-7315 x - 6	0 001.5	外部ネブラ
吸引圧モニタ	0~-80kPa	流量

	プリセット数	3
	吸気/呼気圧	$10{\sim}70/{-}10{\sim}{-}70{\rm cm}{\rm H_2O}$
in (パルス投与)	時間	○~5.0秒(吸気・呼気・一時停止)
in (パルス投与)	吸気流量	1~6
加可能	回数	1~10回
	ブレスシンク	OFF, ON
	カフ(排痰)+吸引	OFF, ON
(投与時)	モニタリング	一回換気量、回数、気道内圧、CPF

N ネブライザ仕様

(て) カフ (排痰) 仕様

時間	5~60分 (1分単位)
外部ネブライザ流量補正	5~60分 (1分単位)
流量	6L/minで換気量を自動補正

VOCSN本体仕様

寸法	幅26.0×高さ28.0×奥行19.0cm
重量	約8.3kg (2つの着脱式バッテリを含む)
バッテリ	内蔵バッテリ: 2時間
	着脱式バッテリ: 3.5時間×2
	※ 使田状能により 稼働時間は変わります

許可機能 医療従事者または医療従事者と 使用者の設定制限が可能

療法選択 患者に必要な治療法のみを選択可能など

承認番号 23000BZX00038000

構成品 ACアダプタ、吸引キャニスタ、外部 バクテリアフィルタ、内部バクテリア フィルタ



- 人工呼吸を継続のまま排痰へ移行
- NPPV、High Flowに強い 高流量のリーク補償機能
- 搭載バッテリで9時間使用可能 さらに予備バッテリで延長可



VOCS	SN-VC本体仕様
寸法	幅26.0×高さ28.0×奥行19.0cm
重量	約6kg (2つの着脱式バッテリを含む)
バッテリ	内蔵バッテリ: 2時間 着脱式バッテリ: 3.5時間×2 ※使用状態により、稼働時間は変わります
許可機能	医療従事者または医療従事者と 使用者の設定制限が可能
療法選択	患者に必要な治療法のみを選択可能など
承認番号	23000BZX00038000
構成品	ACアダプタ、外部バクテリアフィルタ、内部バクテリアフィルタ

• 外観、仕様は改良のため予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。



カフベンテックジャパン株式会社

TEL:03-5805-5835 FAX:03-5805-5837 https://www.c-ventec.jp

札幌出張所 TEL:011-688-9362/FAX:011-688-9363 弘前出張所 TEL:0172-55-5360/FAX:0172-55-5361 東京支店 TEL: 03-5805-5835/FAX: 03-5805-5837 名古屋営業所 TEL: 052-325-3906/FAX: 052-325-3907 大阪支店 TEL: 06-6940-0800/FAX: 06-6940-0810 福岡支店 TEL: 092-409-2056/FAX: 092-409-2057

大分出張所 TEL: 097-578-6825/FAX: 097-578-6827

外国製造業者 Ventec Life Systems, Inc.





Mobile



モニター メニュー

VOCSN

VOCSN

オールインワンVOCSNベンチレータ

- O Ventec One-Circuit™呼吸回路
- 直感的で操作しやすいタッチスクリーン
- 迅速で容易なセッティング
- 一台の装置で5つの治療
- 多機能で超小型、軽量化
- 搭載バッテリは最大9時間使用可能 呼吸回路接続ミスのリスクを減少
- ワンタッチで排痰補助の開始
- 人工呼吸中に、他の治療を実施





VOCSIN

オールインワンVOCSNベンチレータ

Five therapies. One device.

VOCSNは、人工呼吸器、酸素濃縮器、排痰補助装置、吸引器 およびネブライザの、5つの装置の機能を一体化した呼吸ケア システムです。それぞれの治療をシームレスで行うことができ、 さらに救急搬送、ICU、病棟から在宅まで、様々な医療現場で の医療従事者や介護者の煩雑さを軽減し、安全で正確な呼吸 療法を提供します。


Battery Power

内蔵バッテリと2つの着脱式バッテリを標準装備し、 最大9時間の使用が可能です(使用状態により稼働 時間は変わります)。着脱式バッテリの充電は機器本 体または充電器(オプション)にて行います。









Oxygen Direct Humidifier Bypass

呼吸回路内のチューブから、患者インターフェイスへダイレクトに酸素を供給する構造です。酸素の漏れや死腔を軽減します。

換気およびカフ (排痰) の吸気時のフローは、一方弁により加湿チャンバを通します。呼気圧時は加湿チャンバをバイパスします。



VENTILATION

侵襲的、非侵襲的(マスクおよびマウスピース)人工呼吸を提供します。幅広い患者層に対応する換気モード、さらにリーク補正や呼吸回路補償機能、正確なフロートリガー制御が正確な呼吸と快適な治療を可能にしています。

○ ISO 80601-2-12に適合

重症治療用人工呼吸器に関する国際規格ISO 80601-2-12に適合

○ 進歩したリーク補正機能

高流量や20cmH₂0での大きなリークに対して最大 175L/minまで自動で補正します。

○ ハイフローセラピーに対応



OXYGEN

内部酸素濃縮器のパルス投与は6L/minまたは、 FiO_240 %と同等の酸素供給が可能です。必要に応じて外部からの高圧/低圧酸素源を接続することができます。

○ パルス投与モニタ

吸気毎に酸素供給を同調させて、正確な酸素の量を送り 込むことができます。

○ 装置内の酸素濃度モニタ

酸素供給が正確に行われていることを確証します。

○ 外部酸素源のバックアップ

外部酸素源からの供給が途絶えた場合、内部酸素濃縮器 に切り替えバックアップ酸素供給として使用できます。



COUGH

ボタンをタッチするだけでカフ (排痰補助) 装置に切り替わります。人工呼吸を継続したまま、呼吸回路を変えずに素早く安全に、排痰補助を行うことができます。

O Ventec One-Circuit™

新設計のバルブは、吸気圧時に一方弁が閉じるよう設計されているので、呼吸回路の交換が不要です。

○ 吸気流量

独自アルゴリズムにより、快適な吸気流量に調整します。

○ ブレスシンク

呼吸サイクルに同期して、設定されたカフサイクル(回数)に自然に入ります。終了すると人工呼吸に戻ります。



SUCTION

3つのピストンで35L/minの安定した排気流量。病院グレードの吸引力で静音・トラベルサイズを実現しました。

○ 静かな作動音

独自の防音マフラにより、一般的の吸引器の半分以下の静かな作動音です。

○ 持ち運びに便利なトラベルキャニスタ

300mLの着脱式キャニスタは、緊急時の対応や搬送に 便利です。

○ カフ (排痰) +吸引

カフ (排痰) の開始と同時に吸引を開始し、セクレーショントラップ内に貯留した分泌物を除去します。



NEBULIZER

6L/minのネブライザにより、薬剤投与をシームレスに行うことができます。

○ 薬剤治療データ記録

ネブライザの使用はイベントログに記録され、薬剤投与 の履歴を確認することができます。

○ 自動停止機能

ネブライザ療法が完了すると自動停止します。また、連 続使用を禁止することも可能です。

○ 静かな作動音

独自の防音マフラにより、一般的なネブライザの半分以下の静かな作動音です。