

製品名: SleepCare

一般の名称: 持続的自動気道陽圧ユニット
認証番号: 307AFBZX00072000

標準構成

本体
電源アダプタ・電源コード
ウォーターチャンバ
SDカード
呼吸回路
トラベルバッグ
取扱説明書
クイックガイド
添付文書

交換部品

JANコード	品名
4582330873210	SleepCare
4582330873227	ウォータータンク
4582330873234	ヒータワイヤ回路
4582330873241	エアフィルタ
4582330873258	電源コード
4582330873265	AC 電源アダプタ

製品仕様

入力電圧	100-240V
周波数	50/60Hz
出力電圧	24V
チャンバ容量	300±30ml
ノイズレベル	27dBA±2dBA
性能	圧力範囲: 4-20cmH ₂ O
適合規格	IEC 60601-1-2:2020 ISO 80601-2-70:2020 ISO 80601-2-74:2021 ISO 5356-1:2015
寸法 / 重量	105(H)×265(W)×135(D) / 1.5kg
動作条件	周囲温度: +5℃～35℃ 相対湿度: 15%～90%、結露なし 大気圧: 700hPa～1060hPa
保管および 輸送条件	周囲温度: -20℃～60℃ 相対湿度: 15%～90% 高度: 3000m

yuwell

SleepCare

Auto CPAP



代理店



株式会社Neo
〒9230972
石川県小松市月津町ナ100番地5
TEL: 0761-48-8225 FAX: 0761-48-8226
URL: <https://www.neo-co.ltd/>



総販売元

ノーザリーメディカル株式会社

〒060-0042
北海道札幌市中央区大通西 15-1-10
ITO メディカルビル札幌 6F
TEL: 011-595-7261 FAX: 011-595-7262
<https://northerlymed.com/>



製造販売業者

カフベンテックジャパン株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-42-5-8F

外国製造者

Yuwell-Jiangsu Yuyue medical equipment & supply Co., Ltd.

NORTHERLY
MEDICAL




操作性の良い タッチスクリーン

大画面かつ応答性の高いタッチスクリーンにより設定や確認が簡単に行えます。

マスクフィット テスト機能

就寝前にマスクのフィッティングテストが実施可能です。装着状態を確認することで、より効果的な治療環境を提供します。



静音ブロー設計

新開発のブローとエアフロー設計により稼働音を低減。就寝環境に配慮した静音性を実現しています。



多様な呼吸イベントの モニタリング

RERA (呼吸努力関連覚醒) を含む睡眠イベントの検出に対応。より精度の高いモニタリングを提供します。



インテリジェントアルゴリズムによる 快適な圧力制御

最適化されたアルゴリズムで多様な呼吸イベントを検出。
ひとり人の呼吸状態に合わせた快適な治療を可能にします。



クラウドデータ管理 BreathCare Web Management System

4Gモデム内蔵。
患者管理・レポート出力・処方変更を一括でクラウド管理できます。

